



LOCATOR F-Tx™ FIXED ATTACHMENT SYSTEM

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
PARA PEDIDOS Y LISTA DE PRECIOS

LOCATOR F-Tx™ FIXED ATTACHMENT SYSTEM

El LOCATOR F-Tx se entrega en un pack todo en uno que incluye todos los componentes esterilizados necesarios para cada implante.

Haga su pedido utilizando esta información y listado de referencias.

LOCATOR F-Tx
Abutment



249€ INCLUYE:

- 1 - Abutment
- 1 - Capuchón del anclaje dental con Retención de procesamiento preinsertada
- 1 - Retención baja (**Azul**)
- 1 - Retención media (**Estaño**)
- 1 - Retención alta (**Verde**)
- 1 - Retención de procesamiento adicional (**Negra**)
- 2 - Aro espaciador (2x)



Capuchón del anclaje dental con Retención de procesamiento preinsertada



Retención de procesamiento adicional (**Negra**)



Retención baja (**Azul**)



Retención media (**Estaño**)




Retención alta (**Verde**)



Aro espaciador

SELECCIÓN DE LA ALTURA NOMINAL ADECUADA DEL ABUTMENT DEL LOCATOR F-Tx



1. Mediante una sonda periodontal, mida la altura de la encía y seleccione la altura nominal del pilar adecuado según esa medida. La altura nominal debe coincidir con la altura del tejido, así se colocará la línea final de la prótesis justo a la altura de la encía y se maximizará la superficie de retención del capuchón de anclaje dental de la prótesis. El margen nominal se encuentra en la parte más ancha de la esfera (punto medio de la esfera del pilar). Para una línea final por debajo de la encía, elija una altura nominal más corta.

LOCATOR F-Tx™ FIXED ATTACHMENT SYSTEM

Información para Pedidos de Abutments

LOS ABUTMENTS LOCATOR F-Tx SON ESPECIFICOS PARA CADA IMPLANTE

PARA HACER UN PEDIDO DEBE FACILITARSE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

- 1.** Sistema de Implante
- 2.** Diámetro del Implante
- 3.** Tipo de conexión y diámetro de la plataforma
- 4.** Altura nominal

IMPLANTE / Descripción	LOCATOR F-TX ATTACHMENT SYSTEM (Incluye Abutment)					
	ALTURA NOMINAL - Altura del tejido por encima del implante					
	1.5mm	2mm	3mm	4mm	5mm	6mm

BIOHORIZONS

INTERNAL HEX CONNECTION (Compatible with Tapered Plus, Tapered Internal Implant, Tapered Tissue Level, Single Stage & Internal Parallel Wall Implants)

3.5mm Internal Hex Platform	10200-01	10200-02	10200-03	10200-04	10200-05	10200-06
4.5mm Internal Hex Platform	10201-01	10201-02	10201-03	10201-04	10201-05	10201-06

BIOMET 3i

CERTAIN INTERNAL CONNECTION (Compatible with T3®, NanoTite® and OSSEOTITE® Implants)

3.4mm Diameter CERTAIN Platform	10300-01	10300-02	10300-03	10300-04	10300-05	10300-06
4.1mm Diameter CERTAIN Platform	10301-01	10301-02	10301-03	10301-04	10301-05	10301-06

EXTERNAL HEX CONNECTION (Compatible with T3®, NanoTite® and OSSEOTITE® Implants)

4.1mm Diameter External Hex Platform		10511-02	10511-03	10511-04	10511-05	10511-06
--------------------------------------	--	----------	----------	----------	----------	----------

BLUE SKY BIO

BONE LEVEL CONNECTION (Compatible with BIO Quattro Implants)

Narrow Platform (NP)	10900-01	10900-02	10900-03	10900-04	10900-05	10900-06
Regular Platform (RP)	10901-01	10901-02	10901-03	10901-04	10901-05	10901-06

TISSUE LEVEL CONNECTION (Compatible with BIO One Stage Implants)

Regular Platform (RP)		10906-02	10906-03	10906-04	10906-05	10906-06
-----------------------	--	----------	----------	----------	----------	----------

DENTSPLY

ANKLYOS® CONICAL CONNECTION (Compatible with Ankylos C/X Implants)

Ankylos Implant Platform		10715-02	10715-03	10715-04	10715-05	10715-06
--------------------------	--	----------	----------	----------	----------	----------

ASTRA TECH EV CONNECTION (Compatible with Astra Tech EV Implants)

3.6mm Conical EV	10700-01	10700-02	10700-03	10700-04	10700-05	10700-06
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

LOCATOR F-Tx™ FIXED ATTACHMENT SYSTEM

Información para Pedidos de Abutments (Continuación)

IMPLANTE / Descripción	LOCATOR F-TX ATTACHMENT SYSTEM (Incluye Abutment)					
	ALTURA NOMINAL - Altura del tejido por encima del implante					
	1.5mm	2mm	3mm	4mm	5mm	6mm
ASTRA TECH EV CONNECTION continued (Compatible with Astra Tech EV Implants)						
4.2mm Conical EV	10701-01	10701-02	10701-03	10701-04	10701-05	10701-06
ASTRA TECH TX CONNECTION (Compatible with Astra Tech TX Implants)						
ASTRA TX (ACQUA)	10706-01	10706-02	10706-03	10706-04	10706-05	10706-06
ASTRA TX (LILAC)	10707-01	10707-02	10707-03	10707-04	10707-05	10707-06
NEODENT						
MORSE TAPER CONNECTION (Compatible with CM Implants)						
CM Implant Platform		10715-02	10715-03	10715-04	10715-05	10715-06
NOBEL BIOCARE						
CONICAL CONNECTION (Compatible with NobelActive®, NobelParallel™ and NobelReplace® Implants)						
Narrow Platform (NP) Conical	10506-01	10506-02	10506-03	10506-04	10506-05	10506-06
Regular Platform (RP) Conical	10507-01	10507-02	10507-03	10507-04	10507-05	10507-06
EXTERNAL HEX CONNECTION (Compatible with Brånemark and NobelSpeedy™ Groovy Implants)						
Regular Platform (RP) External Hex		10511-02	10511-03	10511-04	10511-05	10511-06
TRI-CHANNEL CONNECTION (Compatible with NobelReplace, Replace Select™, NobelSpeedy™ Implants)						
Narrow Platform (NP) Tri-Channel	10500-01	10500-02	10500-03	10500-04	10500-05	10500-06
Regular Platform (RP) Tri-Channel	10501-01	10501-02	10501-03	10501-04	10501-05	10501-06
SOUTHERN IMPLANTS						
TRI-NEX CONNECTION (Compatible with Tri-Nex Co-Axis Implant, Tri-Nex Implant)						
3.5mm Tri-Nex Platform	10500-01	10500-02	10500-03	10500-04	10500-05	10500-06
4.3mm Tri-Nex Platform	10501-01	10501-02	10501-03	10501-04	10501-05	10501-06
ZIMMER BIOMET						
INTERNAL HEX CONNECTION (Compatible with Tapered Screw-Vent®, Screw-Vent®, Trabecular Metal™ Implants)						
3.5mm Diameter Platform	10200-01	10200-02	10200-03	10200-04	10200-05	10200-06
4.5mm Diameter Platform	10201-01	10201-02	10201-03	10201-04	10201-05	10201-06

LOCATOR F-Tx™ FIXED ATTACHMENT SYSTEM

Componentes Auxiliares

PART #	DESCRIPCIÓN		PRECIO
COMPONENTES DE PROCESADO			
10041	Cápsula de anclaje dental (2 und)		80,00 €
10032	Retención de procesado (2 und)		35,00 €
10033	Retención baja (Azul), (2 und)		35,00 €
10034	Retención media (Estaño), (2 und)		35,00 €
10035	Retención alta (Verde), (2 und)		35,00 €
10036	Pilar de cicatrización (2 und)		40,00 €
10037	Análogo (2 und)		40,00 €
10040	Capuchón para encerado (2 und)		40,00 €
10043	Transfer de impresión (2 und)		80,00 €
10030	Capuchón de procesado (2 und)		40,00 €
10039	Capuchón para pulido (2 und)		40,00 €

LOCATOR F-Tx™ FIXED ATTACHMENT SYSTEM

Instrumental y Herramientas de Extracción de la Prótesis

PART #	DESCRIPCIÓN		PRECIO
DRIVERS			
10028	LOCATOR F-Tx Insertador Manual (para llave de paso cuadrado)		55,00 €
10029	LOCATOR F-Tx Insertador para Conexión de contra-ángulo		55,00 €
10042	LOCATOR F-Tx Insertador hexagonal para Retenciones		55,00 €
EXTRACCIÓN DE LA PRÓTESIS - SISTEMA DE ELEVACIÓN HIDRÁULICA			
10080	LOCATOR F-Tx Dispositivo de Inflado		99,00 €
10045	LOCATOR F-Tx Set de Almohadillas, 10mm/8mm/8mm		49.99 €

10080



10045



2 x 8mm
1 x 10mm

EXTRACCIÓN DE LA PRÓTESIS UTILIZANDO EL SISTEMA DE ELEVACIÓN HIDRÁULICO



1 Boosters insertados debajo de la prótesis entre la prótesis y el tejido blando.



2 Boosters llenados de agua y desplazamiento hidráulico aplicado.



3 La prótesis se desacopla de los abutments Locator F-Tx.

LOCATOR F-Tx™ FIXED ATTACHMENT SYSTEM

Instrumental y Herramientas de Extracción de la Prótesis (Continuación)

PART #	DESCRIPCIÓN	PRECIO
HERRAMIENTA DE BARRA Y LOOP PARA LA EXTRACCIÓN DE LA PRÓTESIS		
10024	LOCATOR F-Tx Herramienta de barra para extracción	99,00 €
10023	LOCATOR F-Tx Loop para extracción	30,00 €




10023




10024

EXTRACCIÓN DE LA PRÓTESIS UTILIZANDO LA BARRA Y EL LOOP



1 Coloque el loop debajo de la parte posterior de un lado de la prótesis.



2 Deslice el mango de la barra a través de los dos lazos y coloque el extremo sobre la superficie oclusal contralateral.



3 Desplace suavemente el mango de la barra hasta que un lado de la prótesis se desacople de los Abutments Locator F-Tx.



LOCATOR F-Tx™

FIXED ATTACHMENT SYSTEM

Para obtener más información sobre la simplicidad, el ahorro de tiempo y el exclusivo anclaje a presión del nuevo sistema de anclaje fijo LOCATOR F-Tx™, visite la página de zest: www.zestdent.com/ftx

©2016 ZEST Anchors LLC. LOCATOR and ZEST are registered trademarks and DuraTec, LOCATOR F-Tx and F-Tx are trademarks of ZEST IP Holdings, LLC.



ZEST | DANVILLE MATERIALS | PERIOSCOPY

www.zestdent.com/FTx

Ancladén

93 417 29 84 | ancladen@ancladen.com | www.ancladen.com   